



## SlideExpress

Automatisierte Probenhandhabung für höchste Ansprüche.

### Spezifikationen Gesamtsystem:

Kapazität (Basisversion):	200 Objektträger 76 x 26 x 1 mm in 4 Magazinen zu je 50 Objektträger zzgl. 2 Prioritätsproben
Wechselzeit (pro Objektträger):	9 s
Kompatibilität:	Leica: DM4000 B - DM6000 B Zeiss: Axio Scope.A1, Axioplan 2, Axioskop 40, Axio Imager Olympus: BX / BX2 / BX3 Serie Nikon: Eclipse 50i - 90i, Eclipse LV150 <i>Ihr Mikroskop ist nicht aufgelistet? Kontaktieren Sie uns!</i>
Abmaße (H x B x L):	505 x 808 x 424 mm
Gewicht:	15,5 kg

### Spezifikationen Motortisch (integriert):

Genauigkeit:	1 µm, gemessen nach VDI / DGQ 3441
Wiederholgenauigkeit:	< 1 µm, gemessen nach VDI / DGQ 3441
Auflösung:	0,05 µm (kleinste Schrittweite)
max. Verfahrensgeschwindigkeit:	bis zu 240 mm/s (4 mm Spindel)

### Produktmerkmale:

- ▶ zusätzlicher 2-fach Probeneinzug für eilige Sofortanalysen
- ▶ integrierter Motortisch mit direkter Mehrfachprobenaufnahme ermöglicht minimalste Wechselzeiten
- ▶ kompatibel zu allen gängigen aufrechten Mikroskopen der führenden Hersteller
- ▶ optional mit Barcodescanner
- ▶ Positionsüberwachung durch integriertes Messsystem in allen Achsen
- ▶ betriebssystemunabhängig
- ▶ kompaktes Design
- ▶ schnelle und einfache Montage und Inbetriebnahme