


► Waferhalter / Vakuumwaferhalter für aufrechte Mikroskop- und Messtische

Waferhalter für 4" Wafer (drehbar)

| | |
|--------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-440-8000 |
| Abmessungen (L x B x T): | 116 x 116 x 13,2 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 116 x 116 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 100 x 100, SCAN ^{plus} 100 x 100 |


Abmessungen



Waferhalter für 5" und 6" Wafer (drehbar)

| | |
|--------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-640-8000 |
| Abmessungen (L x B x T): | 168 x 168 x 16,2 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 168 x 168 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 150 x 150, MTM 150 x 150 MR, SCAN 150 x 150 |


Abmessungen



Waferhalter für 5", 6" und 8" Wafer (drehbar)

| | |
|--------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-840-8000 |
| Abmessungen (L x B x T): | 246 x 246 x 16 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 246 x 246 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 200 x 200, MTM 200 x 200 MR, SCAN 200 x 200 |


Abmessungen



Waferhalter für 6", 8" und 12" Wafer (drehbar)

| | |
|----------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-340-8000 |
| Abmessungen (D x T): | 300,4 x 16 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 246 x 246 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 200 x 200, SCAN 200 x 200 |


Abmessungen



Vakuumwaferhalter für 5" und 6" Wafer (drehbar)

| | |
|--------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-650-8000 |
| Abmessungen (L x B x T): | 168 x 168 x 24,5 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 168 x 168 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 150 x 150, MTM 150 x 150 MR, SCAN 150 x 150 |


Abmessungen



Vakuumwaferhalter für 6" und 8" Wafer (drehbar)

| | |
|--------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-850-8000 |
| Abmessungen (L x B x T): | 200,4 x 200,4 x 24,5 mm |
| Aufnahme: | Metalleinlegeplatte 246 x 246 mm (L x B) |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 200 x 200, SCAN 200 x 200 |

Abmessungen



Vakuumwaferhalter für 8" und 12" Wafer (drehbar)

| | |
|----------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 00-29-350-8000 |
| Abmessungen (D x T): | 300,4 x 18,5 mm |
| Aufnahme: | 3 Gewinde im Oberteil des Mikroskopoptisches |
| Material: | Aluminium, Stahl und Kunststoff |
| Oberfläche: | Eloxalschicht, schwarz lackiert |
| Kompatibilität: | EK 300 x 300, SCAN 300 x 300 |

Abmessungen

