



MMJ rechts
mit Klemme 1/2"



MMJ links
mit Klemme 1/2"

Manueller Mikromanipulator MMJ mit mechanischem Joystick

Spezifikationen

Verstellbereich	X-Achse: 37 mm Y-Achse: 20 mm Z-Achse: 25 mm
Verstellbereich Joystick	0,35 bis 4,0 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	Eloxalschicht, schwarz lackiert
Gewicht	950 g

Bestellinformation

Bestell-Nr.: 00-42-107-0000 (rechts, mit Klemme 1/2")
Bestell-Nr.: 00-42-108-0000 (links, mit Klemme 1/2")

Produktmerkmale

- ▶ manuelle Verstellung durch Bedienknöpfe in 3 Achsen (XYZ)
- ▶ zusätzlicher mechanischer Joystick für XY mit Verstellbereich von 0,35 bis 4,0 mm bei Vollausschlag
- ▶ Grob- und Feinverstellung der Z-Achse, Verhältnis 1 : 10
- ▶ Werkzeughalter für Aufnahme eines Piezo-Verstellelements (z. B. PM 20)
- ▶ Werkzeughalter bis 90° kippbar
- ▶ Anschlagsschraube hält Werkzeug nach dem Absenken wieder in Fokusebene

Zubehör

Magnetstativ M1
Bestell-Nr.: 00-49-901-6000

Magnetstativ M2 (dreh-/kipptbar)
Bestell-Nr.: 00-49-902-6000

