



3-Achsen-Joystick für TANGO-Steuerungen

Spezifikationen

Steuerbare Achsen	3 (XYZ)
Schnittstelle	HD D-Sub 15 Pol Stecker Anschluss an TANGO HDI
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Abmessungen	229 x 122 x 96 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 1,0 kg


Bestellinformation

3-Achsen-Joystick
 Bestell-Nr.: 00-76-300-0820

Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung
LED 100 möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympthischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

Abmessungen





3-Axis Joystick for TANGO Controllers

Specifications

Number of axes	3 (XYZ)
Interface	15-pin HD D-Sub plug connection to TANGO HDI
Material/surface	control panel: membrane keyboard housing: ABS-plastic with haptic coating housing bottom: stainless steel
Dimensions	229 x 122 x 96 mm (L x W x H)
Weight	approx. 1.0 kg

Order Information

3-axis joystick
 Order No.: 00-76-300-0820

Product Features

- ▶ sensitive, manual positioning
- ▶ various configuration options
- ▶ free and precise programming of travel speed
- ▶ control of the LED illumination
LED 100 possible
- ▶ 4 freely programmable function keys (e. g. for position capture, velocity select etc.)
- ▶ membrane keyboard with high durability
- ▶ soft touch and insensitive haptic coating on the side surfaces
- ▶ easy cleaning

Dimensions

