



## 4-Achsen-Joystick mit Multifunktionsrad für TANGO-Steuerungen

### Spezifikationen

Steuerbare Achsen	4 (XYZA)
Schnittstelle	HD D-Sub 15 Pol Stecker Anschluss an TANGO HDI
Material/Oberfläche	Bedienfläche: Folientastatur Gehäuse: ABS-Kunststoff mit Haptiklack Gehäuseboden: Edelstahl
Abmessungen	229 x 139 x 96 mm (L x B x H)
Gewicht	ca. 1,0 kg

### Bestellinformation

4-Achsen-Joystick  
 mit Multifunktionsrad  
 Bestell-Nr.: 00-76-400-0820

### Produktmerkmale

- ▶ feinfühlig, manuelle Positionierung
- ▶ seitlich angebrachtes Multifunktionsrad ermöglicht eine ergonomische Arbeitsweise
- ▶ vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten
- ▶ Zuordnung des Multifunktionsrads zu einer beliebigen Achse
- ▶ freie und präzise Programmierung der max. Verfahrensgeschwindigkeit
- ▶ Steuerung der LED-Beleuchtung  
LED 100 per Multifunktionsrad möglich
- ▶ 4 programmierbare Funktionstasten (z. B. für Positionsspeicherung, Geschwindigkeitsumschaltung usw.)
- ▶ Folientastatur mit hoher Lebensdauer
- ▶ griffsympathischer, unempfindlicher Haptiklack an den Seitenflächen
- ▶ einfache Reinigung

### Abmessungen

