


## ► Tischeinlagen für inverse Mikroskop- und Messtische

### Einlegerahmen für 1 Objektträger 76 x 26 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8010  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für 1 Objektträger 76 x 26 mm (drehbar)

Bestell-Nr.: 90-29-411-8090  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für 2 Objektträger 76 x 26 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8180  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für 3 Objektträger 76 x 26 mm

Bestell-Nr.: 38-29-411-8110  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für 4 Objektträger 76 x 26 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8220  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Universal Einlegerahmen für Proben Ø 20 - 74 mm und Objektträger 76 x 26 mm und 76 x 52 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8150  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert

#### Abmessungen




## ► Tischeinlagen für inverse Mikroskop- und Messtische

### Einlegerahmen für Petrischalen, Ø 36 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8050  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für Petrischalen, Ø 54 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8060  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für Petrischalen, Ø 65 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8070  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für Petrischalen, Ø 88,5 mm

Bestell-Nr.: 00-29-411-8080  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für 3 Proben, Ø 41 mm

Bestell-Nr.: 48-24-555-1000  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert


#### Abmessungen



### Einlegerahmen für Mikrotiterplatten

Bestell-Nr.: 00-29-411-8020  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert

#### Abmessungen



### Einlegerahmen für Terasaki 60/72/120

Bestell-Nr.: 00-29-411-8030  
Abmessungen (L x B x T): 160 x 110 x 8 mm  
Material: Aluminium, Stahl  
Oberfläche: Eloxalschicht, schwarz lackiert

#### Abmessungen

